

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kadar magnesium pada serum pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa segera, setelah disimpan selama 4 jam dan 8 jam pada suhu 2-8°C tidak terdapat perbedaan.

B. Saran

1. Untuk petugas laboratorium

Sampel serum untuk pemeriksaan magnesium masih layak digunakan sampai dengan 8 jam penyimpanan setelah pengambilan sampel, namun lebih baik sampel segera diperiksa.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Disarankan untuk membandingkan sampel patologis dengan non patologis.