

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada perbedaan secara statistik serum yang disimpan dalam tabung serum separator selama 7 hari pada suhu 2-4°C namun tidak signifikan secara klinis, sehingga boleh digunakan untuk pemeriksaan kadar albumin.

B. Saran

1. Bagi teknisi laboratorium
 - a. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan albumin yang mendekati nilai sebenarnya pada tubuh pasien, sebaiknya pemeriksaan dilakukan segera setelah pengambilan darah dan proses pembuatan serum selesai.
 - b. Apabila karena suatu hal pemeriksaan tidak dapat segera dilakukan, maka harus dilakukan proses pengelolaan dan proses penyimpanan sampel dengan baik dan benar sesuai SOP.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan subjek yang lebih spesifik, seperti pasien poliklinik penyakit dalam, agar dapat mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antara kadar albumin dalam darah dan kondisi pasien tersebut.