

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Serum pasien tuberkulosis yang telah disimpan selama 4 jam pada suhu ruang dapat digunakan kembali untuk pemeriksaan tambahan parameter ALT.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi praktisi laboratorium**

Sampel serum pasien tuberkulosis yang telah disimpan 4 jam pada suhu ruang boleh digunakan untuk pemeriksaan tambahan aktivitas ALT dengan catatan memisahkan serum dari bekuan darah sebelum disimpan pada suhu ruang, rutin melakukan kontrol suhu, menghindari paparan sinar matahari langsung dan tidak melakukan pengadukan atau intervensi lain pada sampel.

##### **2. Bagi peneliti selanjutnya**

- a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan variasi waktu penyimpanan sampel yang berbeda
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang digunakan agar mendapatkan data yang berdistribusi normal.