

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum yang disimpan dalam *serum separator tube* (SST) selama 7 hari pada suhu 2-8°C boleh digunakan untuk pemeriksaan kadar protein total.

B. Saran

Bagi praktisi laboratorium, penelitian ini dapat dijadikan acuan bahwa pemeriksaan kadar protein total diperbolehkan menggunakan serum yang disimpan dalam *serum separator tube* (SST) selama 7 hari pada suhu 2-8°C.