

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum pasien yang disimpan selama 7 hari pada suhu 2-8°C boleh digunakan untuk pemeriksaan kadar kolesterol total.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Laboratorium

Penyimpanan serum pasien pada suhu 2-8°C dapat dilakukan hingga 7 hari untuk pemeriksaan kadar kolesterol total.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel serum patologis pada penyakit tertentu.