

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Boleh melakukan pemeriksaan kadar ureum menggunakan serum dalam tabung separator yang segera diperiksa dan 7 hari disimpan pada suhu 2-8°C.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian dengan menerapkan batasan pada sampel agar hasil yang didapatkan homogen dan dilakukan penambahan jumlah sampel.

2. Bagi Praktisi Laboratorium

Pemeriksaan kadar ureum pada sampel serum yang disimpan selama 7 hari pada suhu 2-8°C boleh dilakukan.