

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Serum Kontrol abnormal (*low, high*) yang dibuat dengan serum kontrol normal terhadap kadar asam urat dinyatakan homogen.
2. Serum Kontrol abnormal (*low, high*) yang dibuat dengan serum kontrol normal setelah disimpan selama 4 minggu dan 8 minggu pada suhu -20°C terhadap kadar asam urat dinyatakan stabil.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan penelitian *quality control* terlebih dahulu menggunakan serum kontrol normal.
2. Perlu dilakukan pengujian lanjut mengenai penggunaan serum kontrol abnormal (*low, high*) yang dibuat dengan serum kontrol normal sebagai alternatif serum kontrol dengan waktu penyimpanan yang lebih lama.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian menggunakan parameter lain seperti LDL, HDL dan trigliserid agar hasil penelitian dapat dilengkapi.