#### **BAB V**

## SIMPULAN DAN SARAN

# A. Simpulan

- 1. Tidak ada perbedaan kadar trigliserida pada serum pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa segera dan disimpan selama 3 hari pada suhu 2-8° C.
- Retata kadar trigliserida pada serum pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa segera sebesar 139.63 mg/dL, sedangkan pada serum yang disimpan selama 3 hari pada suhu 2-8 °C sebesar 139.05.
- 3. Tidak ada perbedaan yang bermakna kadar Trigliserida diperiksa segera dan disimpan 3 jam yaitu sebesar -0.416.

### B. Saran

1. Bagi Teknologi Laboratorium Medis (TLM)

Berdasarkan temuan penelitian, tenaga Teknologi Laboratorium Medis dapat membantu merancang pedoman yang lebih jelas dan praktis terkait cara penyimpanan serum dalam jangka waktu tertentu. Pedoman ini sangat penting untuk memastikan kualitas sampel tetap terjaga, terutama di fasilitas kesehatan dengan jumlah sampel yang banyak.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan serum patologis dengan non patologis. Selain itu juga meneliti dengan variabel yang berbeda.