BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tidak ada pengaruh (p = 0.930) penggunaan pengawet formalin 20% dan 37% terhadap hasil pemeriksaan jumlah epitel pada sedimen urine dengan metode *flowcytometry*.

B. Saran

- Pengawet formalin dengan konsentrasi 20% dan 37 % dapat dijadikan pengawet epitel urine pada penundaan pemeriksaan selama 3 jam dengan metode flowcytometry
- 2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk untuk mengetahui stabilitas sampel urine pada parameter selain epitel, seperti bakteri, eritrosit, leukosit, silinder dengan waktu pendiaman lebih dari 3 jam