

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kadar kalsium pada plasma yang dibuat menggunakan tabung *vacutainer lithium heparin* dengan dan tanpa gel separator tidak berbeda secara signifikan pada pasien *post* hemodialisis.

B. Saran

Bagi praktisi laboratorium *vacutainer lithium heparin* dengan dan tanpa gel separator dapat digunakan sebagai wadah penampung spesimen darah untuk melakukan pemeriksaan kadar kalsium pada pasien *post* hemodialisis.