

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum pasien hipertensi yang disimpan 7 hari suhu 2-8°C pada tabung SST bisa digunakan untuk konfirmasi pemeriksaan trigliserida.

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan di laboratorium medis, pemeriksaan kadar trigliserida serum pasien hipertensi disimpan 7 hari suhu 2-8°C pada tabung SST bisa digunakan untuk konfirmasi hasil pemeriksaan trigliserida.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kadar trigliserida pada pasien hipertensi dengan penambahan jumlah sampel untuk penelitian.