

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum pasien diabetes melitus dengan kadar > 250 mg/dL yang disimpan selama 7 hari pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$ dalam tabung *serum separator tube* (SST) dapat digunakan untuk konfirmasi pemeriksaan kadar ureum.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Laboratorium

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bahwa serum pasien diabetes melitus dengan kadar > 250 mg/dL yang disimpan dalam *serum separator tube* (SST) selama 7 hari pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$ dapat digunakan untuk konfirmasi pemeriksaan kadar ureum.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan serum patologis dan non patologis. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat meneliti dengan variabel yang berbeda.