BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada perbedaan serum pasien diabetes mellitus yang diperiksa segera dan disimpan 7 hari suhu 2-8°C pada tabung SST (*Serum Separator Tube*) namun tidak menyebabkan perubahan klinis sehingga digunakan untuk konfirmasi pemeriksaan SGPT (*Serum Glutamic Pyruvic Tranaminase*).

B. Saran

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bahwa pemeriksaan SGPT menggunakan serum pasien diabetes mellitus yang disimpan 7 hari suhu 2-8°C pada tabung SST masih dapat digunakan untuk konfirmasi pemeriksaan.

2. Bagi Praktisi

Sebaiknya melibatkan populasi yang lebih luas untuk mengetahui apakah stabilitas enzim SGPT tetap terjaga dalam berbagai kondisi patologis.