

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada perbedaan kadar ureum yaitu terjadi kenaikan kadar yang signifikan pada serum yang disimpan selama 3 hari pada suhu 2-8°C dan disimpan beku pada suhu -12.4°C berdasarkan analisis statistik akan tetapi berdasarkan *Clinical Laboratory Improvement Amendments* (CLIA), perbedaan kenaikan kadar ureum pada setiap perlakuan tidak bermakna secara klinis.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan serum patologi dan pemantauan kadar ureum setiap harinya pada saat disimpan agar dapat digambarkan secara umum.
2. Bagi tenaga laboratorium disarankan untuk pemeriksaan ureum segera dilakukan, tetapi apabila dilakukan penyimpanan maka sampel dapat disimpan kurang dari 3 hari pada suhu 2-8°C dan pada suhu beku -12.4°C.