

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Pooled* serum dengan penambahan Natrium Azida sebagai bahan kontrol alternatif pada pemeriksaan kolestrol yang disimpan selama 8 minggu dengan suhu -20°C dinyatakan homogen.
2. *Pooled* serum dengan penambahan Natrium Azida sebagai bahan kontrol alternatif pada pemeriksaan kolestrol yang disimpan selama 8 minggu dengan suhu -20°C dinyatakan tidak stabil.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan pengujian terhadap bahan kontrol dalam bentuk liofilisat karena dengan bentuk yang kering diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kontaminasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan pemantauan suhu yang lebih teratur serta memastikan alat yang digunakan bersih, steril dan sesuai.