## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Terdapat perbedaan kadar glukosa pada sampel darah dalam tabung Serum Separator Tube (SST) yang segera disentrifus dan didiamkan 30 menit sebelum disentrifus yaitu terjadi penurunan kadar glukosa secara statistik namun tetap berada dalam batas kesalahan yang dapat diterima secara klinis.

## B. Saran

- 1. Bagi teknisi laboratorium disarankan menggunakan tabung *Serum Separator Tube* (SST) untuk pemeriksaan kadar glukosa darah supaya hasil pemeriksaan cepat selesai dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk proses pembekuan darah sebelum dilakukan sentrifugasi, selain itu serum yang dihasilkan banyak.
- Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan variasi waktu pendiaman sampel yang berbeda atau menggunakan sampel patologis.