

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum pasien diabetes melitus tipe 2 yang telah disimpan selama 7 hari pada suhu 2-8°C masih dapat digunakan untuk pemeriksaan kadar SGOT.

B. Saran

1. Bagi praktisi kesehatan di laboratorium klinik, pemeriksaan kadar SGOT pasien diabetes melitus tipe 2 dapat menggunakan serum yang telah disimpan selama 7 hari pada suhu 2-8°C.
2. Bagi peneliti dan tenaga laboratorium medis dapat melakukan penelitian kadar SGOT pasien patologis lainnya dengan penyimpanan serum selama 7 hari pada suhu 2-8°C.