

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tidak ada perbedaan aktivitas enzim *Aspartate Aminotransferase* (AST) pada penderita diabetes melitus dengan *Serum Separator Tube* (SST) dan *Rapid Serum Tube* (RST) secara statistik maupun klinis sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan aktivitas enzim *Aspartate Aminotransferase* (AST) pada diabetes melitus.

B. Saran

1. Bagi praktisi laboratorium *Rapid Serum Tube* (RST) dapat digunakan sebagai penampung spesimen darah untuk pemeriksaan *Aspartate Aminotransferase* (AST) karena memberikan hasil yang sama dengan *Serum Separator Tube* (SST) dan mempersingkat *Turn Around Time* (TAT)
2. Bagi tenaga laboratorium dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pemeriksaan *Aspartate Aminotransferase* (AST) menggunakan *Rapid Serum Tube* (RST) dan *Serum Separator Tube* (SST)