BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tidak ada perbedaan kadar glukosa yang signifikan pada plasma NaF yang segera diperiksa dengan serum SST yang didiamkan selama 40 menit sebelum disentrifuge berdasarkan analisis statistik dan berdasarkan CLIA, perbedaan kadar glukosa pada plasma NaF dengan serum SST tidak bermakna secara klinis.

B. Saran

- Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian untuk meneliti dengan hal yang serupa dengan memperhatikan sempel tetap berada pada suhu tidak lebih dari >22°C.
- 2. Bagi praktisi laboratorium dapat menggunakan tabung NaF dan tabung SST untuk pemeriksaan kadar glukosa karena perbedaan tidak signifikan. Tabung SST disarankan digunakan karena selain ekonomis tabung SST dapat mencegah terjadinya sampel tercampur kembali dan dapat digunakan selain pemeriksaan glukosa.