

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pooled serum yang diproses kering beku atau liofilisasi bersifat stabil setelah disimpan selama 2 bulan dan dapat digunakan untuk bahan kontrol kualitas pemeriksaan asam urat.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi peneliti selanjutnya**

Perlu dilakukan penelitian untuk waktu yang lebih lama yaitu minimal selama 3 bulan untuk uji stabilitas dan disarankan juga melakukan uji homogenitas dan stabilitas dengan serum kontrol komersial

##### **2. Bagi Tenaga Laboratorium**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk kontrol kualitas pemeriksaan asam urat dengan menggunakan bahan kontrol *pooled serum* yang diproses kering beku atau liofilisasi.