

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Urine dengan penyimpanan 8 jam pada suhu 2 – 8°C tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan sedimen eritrosit.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil pemeriksaan eritrosit pada sedimen urine yang segera diperiksa dan disimpan 8 jam pada suhu 2 – 8°C.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Laboratorium

Pemeriksaan eritrosit pada sedimen urine setelah penyimpanan selama 8 jam pada suhu 2 – 8°C tidak diperbolehkan, maka praktisi laboratorium diharapkan untuk segera melakukan pemeriksaan urine segar sehingga didapatkan hasil pemeriksaan yang akurat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan sampel patologis atau menggunakan metode pengawetan secara kimia untuk pemeriksaan eritrosit pada sedimen urine. Selain itu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui stabilitas sampel urine pada parameter selain eritrosit, seperti leukosit, epitel, bakteri.