

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada perbedaan hasil pemeriksaan kadar bilirubin direk pada sampel dengan dan tanpa pelindung yang diperiksa di suhu ruang.

A. Saran

1. Bagi Tenaga Teknologi Laboratorium Medis apabila terdapat penundaan pemeriksaan disarankan untuk menggunakan pelindung cahaya (seperti *aluminium foil* atau kertas gelap) pada tabung sampel segera setelah pengambilan darah selesai, untuk mencegah terjadinya *photo-oxidation* pada sampel bilirubin.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan termometer digital yang bertujuan demi meningkatkan keakuratan data untuk memantau suhu secara *real-time*.