

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tidak ada perbedaan kadar kolesterol total pada penanganan sampel dengan sentrifugasi 3000 rpm 15 menit dan 6000 rpm 10 menit.
2. Ada perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total pada penanganan sampel dengan sentrifugasi 9000 rpm 5 menit.

#### **B. Saran**

1. Bagi praktisi laboratorium, dapat meningkatkan capaian waktu tunggu (TAT), dengan menambah kecepatan dan mengurangi waktu sentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm 10 menit tetapi harus tetap diperhatikan setiap parameter pemeriksaan.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan variasi waktu berbeda dan parameter yang lainnya.