

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada perbedaan kadar asam urat pada serum segera diperiksa, disimpan 3 hari dan 4 hari pada suhu ruang (20 – 25° C).

B. Saran

1. Bagi teknisi laboratorium

Pemeriksaan kadar asam urat pada serum segera diperiksa dan disimpan 3 hari pada suhu ruang (20 – 25° C) dapat dilakukan karena waktu tersebut masih dalam kestabilan serum untuk pemeriksaan kadar asam urat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti hal yang serupa dengan menggunakan sampel serum patologis dengan metode kolorimetri enzimatik.