

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tidak ada pengaruh kecepatan sentrifugasi terhadap kadar trigliserida
2. Kecepatan sentrifugasi pembuatan serum untuk pemeriksaan kadar trigliserida hasil maksimal pada kecepatan 4000 rpm selama 10 menit

#### **B. Saran**

1. Bagi teknisi laboratorium  
Proses sentrifugasi dalam pembuatan serum dapat menggunakan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Menggunakan sentrifugasi digital dan menggunakan serum dengan riwayat trigliserida tinggi atau dapat memakai parameter pemeriksaan lainnya.