

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kadar magnesium pada serum pasien gagal ginjal kronik yang diperiksa segera, setelah disimpan selama 4 jam dan 8 jam pada suhu 20-25°C tidak ada perbedaan.

B. Saran

1. Bagi teknisi laboratorium

Pemeriksaan magnesium sebaiknya tetap menggunakan serum yang segera diperiksa. Namun jika dalam kondisi yang mendesak maka sampel masih layak digunakan dalam rentang waktu penyimpanan hingga 8 jam.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pemeriksaan kadar magnesium dengan variasi waktu yang berbeda serta hubungannya dengan kadar ureum dan kreatinin pada pasien gagal ginjal kronik saat penyimpanan sampel.