

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kadar trigliserida yang segera diperiksa mengalami peningkatan sebesar 17,25% atau terdapat selisih 19,9 mg/dL setelah penyimpanan selama 7 hari pada suhu 2-8°C.
2. Rerata kadar trigliserida yang segera diperiksa adalah 115,15 mg/dL.
3. Rerata kadar trigliserida yang disimpan selama 7 hari suhu 2-8°C adalah 135,02 mg/dL.

B. Saran

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat atau wawasan kepada tenaga laboratorium terkait hasil pengukuran kadar trigliserida yang disimpan selama 7 hari suhu 2-8°C serum pasien sindrom koroner akut.
2. Bagi dokter dan tenaga laboratorium diharapkan bisa melakukan penyimpanan serum dengan benar yaitu dengan tidak menjadikan satu kulkas penyimpanan serum dengan reagen untuk meminimalisir kegiatan buka tutup pintu kulkas.