

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada perbedaan aktivitas *Aspartate Aminotransferase* (AST) serum lipemik tanpa dan dengan penambahan flokulan Gamma-Siklodekstrin inkubasi 23°C.
2. Rata-rata aktivitas AST serum lipemik tanpa penambahan flokulan Gamma-Siklodekstrin inkubasi 23°C adalah 17,05 U/L.
3. Rata-rata aktivitas AST serum lipemik dengan penambahan flokulan Gamma-Siklodekstrin inkubasi 23°C adalah 11,31 U/L.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa dapat melakukan penelitian yang serupa dengan perbandingan aktivitas *Aspartate Aminotransferase* (AST) serum lipemik tanpa dan dengan penambahan flokulan gamma-siklodekstrin dan dengan *high speed* sentrifugasi untuk mengetahui perbandingannya atau dengan variasi konsentrasi pengenceran flokulan gamma-siklodekstrin.
2. Bagi Teknisi Laboratorium
Flokulan Gamma-Siklodekstrin 20% dapat digunakan sebagai pertimbangan penerapan kebijakan penanganan serum lipemik untuk pemeriksaan aktivitas *Aspartate Aminotransferase* (AST).