

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Serum kontrol normal homogen dan stabil setelah disimpan selama 8 minggu.
2. Serum kontrol abnormal *low* yang dibuat dari serum kontrol homogen terhadap kadar albumin.
3. Serum kontrol abnormal *low* yang dibuat dari serum kontrol normal stabil terhadap kadar albumin setelah disimpan selama 8 minggu pada suhu -20°C .

B. Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya melakukan penyimpanan dengan waktu yang lebih lama
2. Serum kontrol abnormal *low* yang sudah diuji untuk *quality control* terbuat dari kontrol serum normal homogen dan stabil sehingga dapat digunakan.