

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan rerata kadar hemoglobin pada tabung dengan antikoagulan K₂EDTA dan K₃EDTA.
2. Rerata hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada tabung antikoagulan K₂EDTA yaitu 9,28 g/dL dan rerata pada tabung antikoagulan K₃EDTA yaitu 9,17 g/dL.
3. Rerata hasil selisih kadar hemoglobin pada tabung antikoagulan K₂EDTA dan K₃EDTA yaitu sebesar 0,11 g/dL dengan persentase 1,1%.

B. Saran

1. Bagi praktisi laboratorium klinis untuk pemeriksaan hematologi khususnya hemoglobin dapat dilakukan menggunakan tabung antikoagulan K₂EDTA maupun K₃EDTA dengan memperhatikan standar operasional prosedur (SOP).
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya seperti memperbanyak jumlah sampel pasien dengan kondisi klinis yang lebih beragam.