

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada perbedaan jumlah trombosit teknik homogenisasi darah EDTA dengan teknik inversi dan teknik angka delapan yaitu teknik angka delapan lebih rendah daripada teknik inversi.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi ini dengan memperbanyak jumlah sampel dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat agregasi pada trombositnya.
2. Bagi laboratorium/rumah sakit disarankan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam menentukan prosedur standar operasional (SOP) yang berkaitan dengan teknik homogenisasi darah, khususnya dalam pemeriksaan jumlah trombosit.
3. Bagi tenaga ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis) sebaiknya pemeriksaan hitung jumlah trombosit dihomogenkan dengan teknik inversi agar didapatkan hasil yang akurat yang sesuai dengan kondisi pasien yang sesungguhnya.