BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1. Hasil pemeriksaan kadar ureum yang menggunakan reagen langsung dan didiamkan terlebih dahulu pada suhu ruang selama 10, 20 dan 30 menit dengan uji *One-Way Anova* didapatkan Sig. sebesar 0,532 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
- Rata-rata hasil pemeriksaan kadar ureum dengan reagen langsung digunakan sebesar dan didiamkan terlebih dahulu pada suhu ruang selama 10, 20 dan 30 menit yaitu 27,4 mg/dL, 24,1 mg/dL, 20,3 mg/dL dan 19,5 mg/dL.
- 3. Presentase selisih hasil pemeriksaan kadar ureum dengan reagen langsung digunakan dan didiamkan terlebih dahulu pada suhu ruang selama 10, 20 dan 30 menit adalah 12%, 25,9%, dan 28,8%.

B. Saran

- Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dan variasi waktu pendiaman yang lebih luas.
- Bagi laboratorium klinik sebaiknya mendiamkan reagen terlebih dahulu sesuai prosedur yang ditetapkan dari produsen supaya hasil yang didapatkan terjamin keakuratannya.