

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didapatkan perbedaan kadar bilirubin total menggunakan *Serum Separator Tube* dengan waktu pendiaman selama 5 menit dan 30 menit sebelum disentrifugasi yang tidak terlalu bermakna, sebesar 0,01 mg/dL. Hasil ini setelah dilakukan uji statistik diperoleh kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kadar bilirubin total menggunakan *Serum Separator Tube* dengan waktu pendiaman selama 5 menit dan 30 menit sebelum disentrifugasi.

B. Saran

1. Apabila terdapat pemeriksaan parameter bilirubin total, maka disarankan bagi Tenaga Teknologi Laboratorium Medis (TTLM) untuk menggunakan *Serum Separator Tube* (SST) sebagai tabung pengumpul karena dapat meningkatkan kualitas serum yang dihasilkan dan mempersingkat *Turn Around Time* (TAT).
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan uji toleransi dari kondisi serum yang hemolisis, ikterik dan lipemik (HIL) terhadap metode pemeriksaan yang dipilih.